


CUTANPLAST®

Kanama Durdurucu Emici Jelatin Sünger




Mascia Brunelli S.p.A.

Avantajları

- Hemostatik Etki: Kanama durdurma süresi 5 – 10 dakika arasındır.
- Yüksek emicilik: Kendi ağırlığının 50 katına kadar emicidir
- Yüksek biyouyumluluk
- Tamamen emilebilir. Çözülme süresi, 3-4 haftadır.
- 93/42/CEE: Medikal Cihaz – Sınıf III'e uygundur.
- Steril fizyolojik solüsyon veya antibiyotik ile birlikte uygulanabilir.
- Kullanımı kolaydır
- Gerekğinde steril makas ile kesilerek istenildiği gibi şekillendirilebilir
- Cerrahi sürenin kısılmasına yardımcı olur
- Emniyetlidir.
- Güvenilirdir.

Hemostatik Süreç





Cutanplast®Standard

- Karaciğer ve dalaktaki yaralara bağlı sızıntı tarzı kanamalarda
- Karaciğer biyopsisinde
- Tiroid ameliyatlarında
- Vagotomide
- Kolesistektomide
- Göğüs cerrahisinde
- Mediastinoskopi komplikasyonu ile mediasteninin derin bölgelerinde oluşan kanamalarda
- Akciğer ameliyatlarını takip eden sızıntı tarzı kanamalarda
- Aort ve akciğer atardamarında kaza ile meydana gelen yaralanmalar sonucunda oluşan şiddetli kanamalarda bile iyi kan durdurucu özelliğe sahiptir.



Cutanplast®Special

- Uygulama alanının dar olduğu durumlarda kullanılan oldukça ince bir süngerdir.
 - KBB
 - Laminektomi



Cutanplast®Anal

- Tüm anal operasyonlar için kullanıma uygundur.



Cutanplast®Dental

- Diş hekimleri ve ortodontist hekimler tarafından hastane ve muayenehanelerde yapılan ameliyatlar için kullanıma uygundur.



Cutanplast®Film

- Süngerin kanama durdurucu ve aynı zamanda koruyucu etkiye sahip olması gereken her türlü cerrahi müdahalelerde kullanılabilir

Beyin Cerrahisinde

- Dural bozuklukları örtmede
- Spinal kanal içerisindeki epidural kanamalarda
- Osteoplastik greft üzerine yerleştirirken kemik kenarları altında
- Bir tümör yatağındaki dağınık kanamaları kontrol etmede
- Dikilmiş sinirler için bir yatak olarak

Damar Cerrahisinde

- Dikilmiş damardan veya bir anastomoz alandan sızıntıyı kontrol ederken
- Ulaşılması zor yerlerde bulunan damarlardaki sızıntıları kontrol ederken

Plastik Cerrahide

- Dağınık kanamalar plastik cerrahilerde oluşan genel bir komplikasyondur ve sık sık sonuçları olumsuz etkiler, bu sebeple Cutanplast®Film kullanılması tercih edilmelidir.



Cutanplast®Dial

- Diyaliz uygulamalarında fistül bölgesinde kanamayı hızla durdurur.

Cutanplast®Powder

Ortopedik Ameliyatlar

- Cerrahi operasyonlar için kolay ve şekil verilerek ameliyat bölgesi üzerine yayılabilir, çatlaklara ve düzensiz kemik yüzeylerine bağlantıyı maksimize etmek, ayrıca venöz ve süngerimsi kemik sızıntılarını önlemek amacıyla kompres yapılabilir.

Jinekoloji Ameliyatları

- Kanamayı kontrol edebilmek için rahim yüzeyinde yayılarak kullanılabilir.





ÜrünAdı	Kod	Ebat	Adet/Kutu
Cutanplast®Standard	0517050-2	70x50x10mm	20'li kutu
Cutanplast®Special	0538050-2	70x50x1mm	20'li kutu
Cutanplast®Anal	0548030-2	80x30 ømm	20'li kutu
Cutanplast®Film	0577020-2	200x70x0,5mm	20'li kutu
Cutanplast®Dental	0561010-1	10x10x10mm	24'lü kutu
Cutanplast®Dial	523030-2	30x30x10mm	20'li kutu
CutanPlast®Powder	0520000-1	Bottle of 1gr	6'lı kutu
Cutanplast®Small	0585030-2	50x30x10mm	20'li kutu
Cutanplast®Large	05880125-1	80x125x10mm	10'lukutu
Cutanplast®20 x 60	0552060-2	20x60x7mm	20'li kutu
Cutanplast®80 x 20	0558020-2	80x20x10mm	20'li kutu

Avrupa direktifine göre sınıflandırma (93/41 / CE Medical Cihaz Sınıf III'e Uygundur)

CUTANPLAST®

Türkiye Yetkili Distribütörü:



Octamed Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.
Birlik OSB. 1. Cad. 7. Sok. No:15 - 34956
Tuzla - İstanbul - Türkiye
Tel : 0 216 593 17 64
Faks : 0 216 593 12 70
octamed@octamed.com
www.octamed.com

Üretici Firma:



Mascia Brunelli S.p.A.
V.le Monza, 272 - 20128 Milano (Italy)
tel +39 02 25209.1- fax +39 02 2576428
mktg@masciabrunelli.it
www.masciabrunelli.it
www.cutanplast.com



CE 0483